

Instrucciones de preparación del paciente para endoscopia con cápsula CapsoCam Plus®

Cita para la ingesta matutina

*NOTA: Si está tomando suplementos de hierro por vía oral, debe interrumpir su administración durante 4 días completos antes de la prueba.

Su procedimiento de endoscopia con cápsula está programado en: _____

Dirección: _____

Día _____ Fecha _____ Hora _____

Día antes del procedimiento

Día:	Desayune normalmente y tome un almuerzo ligero. A continuación comience con una dieta líquida clara durante el resto del día/noche antes del procedimiento (no tomar ninguna bebida de color rojo).
Día: Hora: 7:00 p.m.	Mezcle 7 tapones (119 g) de polietilenglicol (MiraLAX®, ClearLax, PureLax, GaviLax, LavaClear) con 32 oz de agua o Gatorade® o bien Gatorade sin azúcar (que no sea rojo) y beba todo el contenido.
Día: Hora: 9:30 p.m.	A las 9:30 p.m., tome 0.6 ml de gotas de Mylicon® con 8 oz de agua. Esto ayudará a reducir la formación de burbujas en el tubo digestivo. No beba nada después de las 10 p.m. Se permite beber pequeños sorbos de agua con la medicación.

Día del procedimiento

Día: Hora: Mañana	Retrase la administración de la medicación hasta 2 horas después de haber ingerido la cápsula, a menos que el médico lo considere necesario, y luego tome pequeños sorbos de agua con la medicación.
Día: Hora:	Dos (2) horas antes de la hora prevista de ingestión de la cápsula, mezcle 1 tapón (17 g) de polietilenglicol (MiraLax, ClearLax, etc.) con un vaso entero de Gatorade (que no sea de color rojo). El frasco de polietilenglicol tiene un tapón medidor con marcas que tiene capacidad para 17 g de polvo cuando se llena hasta la línea marcada.
Día: Hora:	Llegada a la consulta/clínica.
Hora:	Ingiera la cápsula CapsoCam Plus con 0.6 ml de gotas de Mylicon en 8 oz de agua.
Hora:	Reanude la ingestión de líquidos claros 2 horas después de haber ingerido la cápsula.
Hora:	Cuatro horas después de haber ingerido la cápsula, mezcle 17 g de polietilenglicol (MiraLax, ClearLax, etc.) con un vaso entero de agua o Gatorade (que no sea de color rojo) y beba todo el contenido.
Hora:	Tome un almuerzo ligero cuando esté preparado después de haber tomado la dosis anterior de polietilenglicol. Anote lo que coma para el almuerzo. _____ Cene normalmente. No se imponen más restricciones alimenticias.

Información importante para el paciente

- Siga al pie de la letra estas instrucciones para obtener resultados óptimos. En general, la cápsula tarda entre 3 y 30 horas en ser expulsada. Llame al médico si aún no ha evacuado la cápsula 72 horas después de haberla ingerido.
- Para ver el vídeo de instrucciones de recuperación, visite <https://capsovision.com/patient-resources/what-to-expect-with-capsocam/>.
- Siga al pie de la letra las instrucciones de recuperación hasta conseguir recuperar la cápsula y así evitar tener que repetir el procedimiento. Utilice la bandeja de recuperación hasta haber recuperado la cápsula.
- Devuelva la cápsula a su médico de acuerdo con las instrucciones suministradas.

Devolución de la cápsula: 1 de 2 opciones elegidas por el profesional médico

- Si le proporcionaron un sobre acolchado previamente etiquetado en el kit de uso doméstico, coloque la cápsula dentro del frasco. Asegúrese de que el tapón del frasco esté bien cerrado, meta el frasco en el sobre, ciérrelo con el precinto y entréguelo en un buzón de recogida de FedEx o en un centro de distribución de FedEx.
- Devuelva la cápsula **dentro del frasco** facilitado en el kit de recuperación a la consulta del médico durante el horario normal de atención al público.

Llame a nuestro consultorio si tiene alguna duda: _____


Adquisición de la medicación de preparación


Nota: La medicación de preparación viene en diversos tamaños: al adquirir la medicación de preparación, asegúrese de obtener una cantidad suficiente para toda la preparación.


Polietilenglicol (marcas MiraLAX®, ClearLax, PureLax, GaviLax, LavaClear). Adquiera recipientes que tengan como mínimo capacidad para 153 g (es probable que le sobre).

Gotas de Mylicon: el frasco más pequeño posible, ya que tan solo necesita 1.2 ml en total.


El kit CapsoRetrieve permite recoger la cápsula de manera simple.


- 

1 **A la hora de evacuar, coloque la bandeja de recuperación en la parte de atrás de la taza del inodoro.**
- 

2 **De ser necesario, vierta agua en la bandeja para que sea más fácil ver la cápsula.**
- 

3 **Para poder recuperar la cápsula de la bandeja sin utilizar las manos, use la varilla magnética.**
- 

4 **Use la tapa para separar la cápsula de la varilla magnética y colóquela en el vial.**
- 

5 **Cierre la tapa y lleve el vial al consultorio de su médico.**
- 

6 **O bien, si su médico le proporcionó un sobre de FedEx® prepagado, coloque allí el vial y entréguelo en cualquier sucursal de FedEx.**

El kit CapsoRetrieve también contiene una serie de instrucciones que le guiarán en el proceso de recuperación de la cápsula. Lea las instrucciones con atención y hable con su médico si tiene alguna pregunta.

Información del cronograma del procedimiento

Fecha del procedimiento: _____
Día del procedimiento: _____
Hora del procedimiento: _____
Información de contacto: _____

Precaución: La legislación federal establece que solo un profesional de la salud con licencia puede vender o indicar el uso de este dispositivo.

Información sobre riesgos

Aunque es muy poco frecuente, todo procedimiento de endoscopia con cápsula conlleva cierto nivel de riesgo. Entre las posibles complicaciones se incluye la aspiración y retención de la cápsula debido a la obstrucción del intestino delgado. La colocación del endoscopio puede plantear otros riesgos del procedimiento. Es posible que sea necesaria una intervención médica, endoscópica o quirúrgica para superar dichas complicaciones en caso de que se produzcan. Después de tragar la cápsula CapsoCam Plus y hasta que esta se excrete, los pacientes no deben acercarse a campos electromagnéticos intensos, como la resonancia magnética, a fin de evitar lesiones. Consulte a su médico para obtener más información.



CapsoVision
empowering thought, innovation

CapsoVision.com

ADV-SRQ9-EUS Rev. D 1/2/20 © CapsoVision, Inc. Todos los derechos reservados.



Cápsula para endoscopia

Uso de CapsoCam Plus®

La única cápsula que brinda una visión panorámica de 360°


Si usted padece deficiencia de hierro, enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca, sangrado o anemia, es posible su médico le indique un procedimiento de endoscopia con cápsula para visualizar posibles anomalías en el interior del intestino delgado (una parte del tubo digestivo).

CapsO CAM PLUS

Diseñado para favorecer la libertad del paciente

¿Qué es una endoscopia con cápsula?

Una endoscopia con cápsula es un procedimiento que le permite a su médico utilizar cámaras muy pequeñas dentro de una cápsula que se traga para ver el intestino delgado a medida que esta lo recorre. Es difícil llegar hasta esta zona y poder verla utilizando los procedimientos endoscópicos más invasivos tradicionales.



INTESTINO DELGADO

¿Cómo funciona CapsoCam Plus?

CapsoCam Plus graba un magnífico video en 360° de su tubo digestivo mientras la cápsula recorre su organismo. El procedimiento es sencillo:

- Realice una simple preparación del intestino el día anterior al procedimiento para garantizar una visión nítida del mismo.
- Trague la cápsula con un vaso entero de agua.
- Recupere la cápsula entre 3 y 30 horas después, utilizando un sencillo proceso de recuperación después de su evacuación.
- Envíe la cápsula por correo o llévesela a su médico.
- El médico revisará el video y le informará los resultados.

La cápsula CapsoCam Plus tiene aproximadamente el tamaño de un comprimido multivitamínico grande, y puede tragarse con unos sorbos de agua.

¿Sentiré algún dolor?

No debería sentir dolor al tragar la cápsula ni mientras esta recorre el tubo digestivo. La cápsula CapsoCam Plus debería expulsarse naturalmente con las heces. A diferencia de otros procedimientos endoscópicos, no requerirá sedación.

¿Cómo me preparo para tomar la cápsula?


Antes de tragar la cápsula, proporcionele al médico una lista de todos sus medicamentos, alergias a los medicamentos y afecciones médicas. El médico le indicará cuándo debe comenzar a ayunar. También le proporcionará instrucciones para que siga antes y después del procedimiento. Para tener las mejores posibilidades de lograr un resultado exitoso, siga atentamente las instrucciones de su médico.

“Mis pacientes siempre se sorprenden de la facilidad con que pueden tragar la cápsula CapsoCam Plus. Y tampoco han tenido ningún problema para recuperar la cápsula”.

Michael Bass, M.D., gastroenterólogo
GI Specialists of Delaware, Newark, DE

“Cuando tienen la opción, mis pacientes prefieren CapsoCam Plus. Pueden venir, tragar la cápsula y reanudar sus actividades regulares sin que nadie sepa que se están realizando un procedimiento”.

Ian Storch, D.O., gastroenterólogo
Gastroenterology Consultants of Long Island, New Hyde Park, NY



¿Cómo recojo la cápsula?

Antes de tragar la cápsula CapsoCam Plus, su médico le entregará el kit CapsoRetrieve. Llévase el kit a su casa y lea las instrucciones de uso de inmediato. Si tiene alguna pregunta, no dude en consultar a su médico.

También puede visitar el sitio web de CapsoVision, donde podrá ver un breve video sobre el proceso de recuperación de la cápsula.



También puede visitar nuestro sitio web para ver un breve video instructivo sobre cómo recuperar la cápsula de CapsoCam Plus en:

<https://capsovision.com/patient-resources/what-to-expect-with-capsocam/>